

# ENDO MASK Elite™

## УЧЕТНАЯ КАРТА



# ENDO MASK Elite™

РАЗМЕР: \_\_\_\_\_

СЕРИЙНЫЙ  
НОМЕР: \_\_\_\_\_

УЧРЕЖДЕНИЕ: \_\_\_\_\_

АДРЕС: \_\_\_\_\_

ДАТА ПОСТАВКИ: \_\_\_\_\_

№	Дата	Подпись
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

№	Дата	Подпись
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

Максимальное количество использований EndoMask Elite™ 40 раз.

Гарантия производителя: Гарантийный период на EndoMask Elite™ ограничивается 1-м годом со дня покупки или 40 использованиями (в зависимости от того, что наступит раньше).

Для рассмотрения заявки о дефекте изделия, к нему должна прилагаться заполненная учетная карта с печатью учреждения.

Пожалуйста, возвращайте продукт по месту приобретения.

### Условия автоклавирования

Давление (МПа)	Температура (С°)	Время (минуты)
0.210	134	4-6

**СТЕРИЛИЗАЦИЯ ТОЛЬКО  
АВТОКЛАВИРОВАНИЕМ**

**www.MerlynMedical.com  
www.EndoMask.ru**